

PATOLOGIE TRATTATE

TENDINOPATIE/LESIONI CUFFIA DEI ROTATORI

GOMITO DEL TENNISTA (EPICONDILITE)

GOMITO DEL GOLFISTA (EPITROCLEITE)

TENDINOPATIE ACHILLEE

FASCITE PLANTARE

STRAPPI MUSCOLARI

DEGENERAZIONI CARTILAGINEE ARTROSICHE

TRATTAMENTI ESTETICI DI BIORIVITALIZZAZIONE



DR BRUNELLO PAZZONI
MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA IN MEDICINA DELLO SPORT

MARINA PEDRAZZINI
FISIOTERAPISTA

STEFANIA DELFINI
INFERMIERA PROFESSIONALE

DR BRUNELLO PAZZONI
MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA IN MEDICINA DELLO SPORT

INFILTRAZIONI DI PRP

LE INFILTRAZIONI DI
PRP (PLATELET RICH PLASMA)
OVVERO PLASMA RICCO DI PIASTRINE
SONO UNA TERAPIA INNOVATIVA PER IL
TRATTAMENTO DI TENDINITI, LESIONI
TENDINEE - MUSCOLARI E DEGENERAZIONI
ARTROSICHE DELLA CARTILAGINE




DR BRUNELLO PAZZONI
MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA IN MEDICINA DELLO SPORT

3939194503
Email b.pazzoni@alice.it

COME SI RICAVA IL PRP

IL PLASMA E' RICAVATO DALLA CENTRIFUGAZIONE DEL SANGUE DEL PAZIENTE (OTTENUTO GRAZIE AD UN SEMPLICE PRELIEVO VENOSO) CHE VIENE POI INSERITO IN UN KIT PER RICAVARNE UN'ALTA CONCENTRAZIONE DI PIASTRINE DILUITE IN POCO PLASMA. LE PIASTRINE SONO POI INFILTRATE

NELL'AREA DA TRATTARE CON AUSILIO DELLA GUIDA ECOGRAFICA



GLI EFFETTI DEL PLASMA

LE PIASTRINE CONTENGONO UN'ALTA CONCENTRAZIONE DI FATTORI DI CRESCITA (CITOCINE) CHE INNESCANO UNA CASCATA DI EVENTI CHE PORTERÀ ALLA RIGENERAZIONE DEI TESSUTI TRAMITE LA GENERAZIONE DI NUOVI VASI SANGUIGNI E DI COLLAGENE. IL CONTENUTO DEL PRP DETERMINA INOLTRE UNA MODULAZIONE DELL'INFIAMMAZIONE CON UN EFFETTO ANALGESICO-ANTIINFIAMMATORIO

QUANDO SI OTTENGONO I RISULTATI?

L'INFILTRAZIONE DI PLASMA NON DA RISULTATI IMMEDIATI: I MECCANISMI DI RIPARAZIONE RICHIEDONO DEL TEMPO. UNO STUDIO PUBBLICATO SULL'AMERICAN JOURNAL SPORTS MEDICINE RIPORTA I SEGUENTI RISULTATI: IL 46% DI MIGLIORAMENTO DELLA SINTOMATOLOGIA DOPO 4 SETTIMANE, IL 60% DOPO 8 SETTIMANE, 81% DOPO 6 MESI. LO STUDIO CONCLUDE CHE IL 93% DEI PAZIENTI SONO COMPLETAMENTE SODDISFATTI DOPO INFILTRAZIONI DI PRP E NON SONO STATI SOTTOPOSTI AD INTERVENTO CHIRURGICO

PROCEDURA

PRIMA DI ESSERE SOTTOPOSTI AL TRATTAMENTO E' NECESSARIA UNA VISITA INIZIALE CON IL DR PAZZONI IN CUI VERRA' VALUTATA L'ADEGUATEZZA DELL'INFILTRAZIONE DI PRP: VENGONO VALUTATE LE INDAGINI STRUMENTALI ESEGUITE ED ESCLUSI I PAZIENTI CHE PRESENTANO CONTROINDICAZIONI. LA DURATA COMPLESSIVA DEL TRATTAMENTO E' DI CIRCA 30 MINUTI

ISTRUZIONI PER IL PAZIENTE

- **UNA SETTIMANA PRIMA** DELL'INFILTRAZIONE NON ASSUMERE FARMACI ANTINFIAMMATORI /ASPIRINA
- **DOPO L'INFILTRAZIONE** NON ASSUMERE ANTINFIAMMATORI POSSIBILMENTE PER DIVERSI MESI POICHE' BLOCCANO IL PROCESSO DI RIGENERAZIONE
- **PER IL GIORNO DELLA PROCEDURA INFILTRATIVA** SI CONSIGLIA DI FARE SOLO UN PASTO LEGGERO
- **DOPO LA PROCEDURA** NON CI SONO PARTICOLARI RESTRIZIONI DIETETICHE
- **IL DOLORE POST-INFILTRAZIONE** PUO' DURARE FINO A 12 ORE: SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE GHIACCIO ED EVENTUALMENTE PARACETAMOLO (TACHIPIRINA)
- **IN ALCUNI CASI E' CONSIGLIABILE** UTILIZZARE UN BENDAGGIO FUNZIONALE/TUTORE O COMUNQUE LIMITARE IL CARICO DELL'ARTICOLAZIONE PER UN PAIO DI GIORNI
- **DOPO IL TRATTAMENTO INFILTRATIVO E'** CONSIGLIABILE ESEGUIRE UN CICLO DI FKT 4/8 SEDUTE (TRAINING ECCENTRICO/AUSILIO DI DYNATORQ)
- **NON CI SONO SPECIFICHE CONTROINDICAZIONI** AL CARICO DELL'ARTICOLAZIONE: IL PAZIENTE PUO' RITORNARE ALLE PIENE ATTIVITA' QUOTIDIANE APPENA SARA' IN GRADO DI FARLO